



Arbeitssicherheit

TapMed 
SWISS



Arbeitssicherheit

Ergo-Step™ OP-Tritt



Der Ergo-Step™ Tritt für rückengerechtes Arbeiten. Er ist sowohl für die Verwendung durch medizinisches Personal als auch durch Patienten geeignet. Der Ergo-Step™ ist besonders leicht und - wegen der gummierten, rutschhemmenden Füße - leise in der Anwendung. Die gummierte Oberfläche verringert die Ermüdung von Füßen, Beinen und Rücken während des Stehens. Die Ergo-Step™ Tritte können zusammengehängt werden und bilden nebeneinander angeordnet eine Ebene. Zudem sind sie stapelbar.

Anwendungsbereiche: u.a. OP, Steri, als Aufstiehilfe am Patientenbett

Eigengewicht: 3,2 kg
 Belastbar bis 226 kg
 Abmessungen: 45,7 x 35,6 cm, Höhe 13,5 cm
 Maschinenwaschbar bis 60°C
 Leise in der Anwendung
 Rutschhemmende Gummifüße
 Material: ABS, Oberfläche Gummi

Der Ergo-Step ist kombinierbar mit der Anti-Müdigkeits-Matte, Art.-Nr. 2317-P.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Inhalt je VE |
|---------------|------------------|--------------------------------|
| 1170 | Ergo-Step Tritte | 2 x Unterteil, 2 x Oberteil |
| 1170-B | Ergo-Step Tritte | 4 x Unterteil |
| 1170-T | Ergo-Step Tritte | 4 x Oberteil |
| 1170-B-single | Ergo-Step Tritt | 1 x Unterteil |
| 1170-T-single | Ergo-Step Tritt | 1 x Oberteil |

Anti-Müdigkeits-Matte

Anti-Müdigkeits-Matten reduzieren die Gelenkbelastung bei längerem Stehen an einem Platz. Die fast 2 cm dicke, weiche Matte lässt den Anwender kleinste Ausgleichsbewegungen durchführen. Das hilft der Ermüdung von Beinen und Gelenken vorzubeugen.

Die aus PUR-Integral-Bioschaumstoff gefertigte Anti-Müdigkeits-Matte ist flüssigkeits- und schmutzresistent. Sie ist in zwei Größen verfügbar. Die Matte ist leicht zu reinigen und zu desinfizieren, als Stolperschutz sind die Kanten abgeflacht.

Die Anti-Müdigkeits-Matte 2317-P ist kombinierbar mit dem Ergo-Step, Art.-Nr. 1170 sowie 1170-B, 1170-T



Anwendungsbeispiel



2317-P



2332-P



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Maße in mm |
|---------------|--------------------------------|----------------|
| 2317-P | Anti-Müdigkeits-Matte, 5 Stück | 330 x 430 x 19 |
| 2332-P | Anti-Müdigkeits-Matte, 4 Stück | 510 x 810 x 19 |
| 2317-P-single | Anti-Müdigkeits-Matte, 1 Stück | 330 x 430 x 19 |
| 2332-P-single | Anti-Müdigkeits-Matte, 1 Stück | 510 x 810 x 19 |

Besuchen Sie uns im Internet:

www.tapmed-swiss.ch

Legende

| | |
|--|------------------------------|
| CE-zertifiziert | Maximale Belastbarkeit in kg |
| Unsteril | Antistatisch |
| Latexfrei | Röntgenstrahlendurchlässig |
| Phthalatfrei | CT - geeignet |
| Nicht wiederverwendbares Einmalprodukt | MRT - geeignet |
| Maschinenwaschbar bis 60°C | Dampfsterilisierbar |

VE = Verpackungseinheit

www.tapmed-swiss.ch

TapMed 
SWISS

Gumprechtstrasse 33 · 6376 Emmetten · Tel. +41 41 520 61 11