

Schnellinfo

Trulife ELP800 Intubations-Set

Zur leichteren Intubation
auch bei hohem BMI



Das Trulife ELP800 Intubations-Set besteht aus keilförmigen, wiederverwendbaren Polstern. Das Set unterstützt das Atemwegsmanagement adipöser Patienten optimal. So lässt sich einfach und schnell die Kopfhochlagerung oder die Rampenposition durchführen, in der die Patienten eine korrekte Ausrichtung der oberen Atemwegsachsen erreichen z. B. für eine Laryngoskopie.

Anwendung


Basispolster, Zusatzpolster und Kopfpolster werden aufeinander gelegt. Sie werden sodann am oberen Ende des OP-Tisches platziert. Die Schultern des Patienten werden an der sogenannten Welle positioniert. Der Kopf des Patienten liegt auf dem Kopfpolster am oberen Rand des Basispolsters bzw. Zusatzpolsters. Die Armlagerung, sowie die Lagerung der Beine und Knie des Patienten, wird nun angepasst.

Material

- Formstabile Schaumstoffpolster mit einem hautfreundlichen und latexfreien Oberflächenmaterial

Eigenschaften

- Röntgenstrahlendurchlässig
- Latexfrei
- Antistatisch
- Hygienisch - da nahtlos



Reinigungshinweis:

Die Polster können mit allen VAH-gelisteten Reinigungsmitteln mittels Wischdesinfektion desinfiziert und gereinigt werden.

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Masse in mm (B x T x H)	Stückzahl je VE
ELP800	Trulife ELP800 Intubations-Set (3-teilig)	520 x 750 x 340	1 Stück
ELP801	Intubations-Kopfpolster	230 x 210 x 110	1 Stück
ELP802	Intubations-Zusatzpolster	520 x 640 x 90	1 Stück
ELP803	Intubations-Basispolster	520 x 750 x 130	1 Stück

Die Gebrauchsanweisung des Produktes ist zu beachten.